


EpiPoint®
**Kwaliteitskenmerken
 voor snelle genezing.**

*Dynamische drukaanpassing
 door verstelbare band*



Rood signaaldeel

Anatomisch gevormde
 pelotte

Een wetenschappelijk onderzoek bevestigt:

Bij patiënten met een positieve test is EpiPoint® even effectief als een fysiotherapiebehandeling met apparaten, oefeningen en trainingen.

(Proefschrift van P. A. A. Struijs, Amsterdam)

Bauerfeind Benelux B.V.
 Waarderveldweg 1
 NL-2031 BK Haarlem
 Phone +31 (0) 23 531 94 27
 Fax +31 (0) 23 532 19 70
 E-Mail info@bauerfeind.nl

Rev. 1 - 03/06
 19002060654101

EpiPoint®
Game, set en match voor uw elleboog.



ORTHOPEDICS

MEDICAL LINE

Bauerfeind AG
 Triebeser Strasse 16
 07937 Zeulenroda-Triebes/Germany
 www.bauerfeind.com

Business Unit Orthopedics
 Arnoldstrasse 15
 47906 Kempen/Germany
 Phone +49 (0) 2152-208-0
 Fax +49 (0) 2152-5 23 63

BAUERFEIND
 Motion is Life.

BAUERFEIND
 Motion is Life.

EpiPoint®

Als uw elleboog u het leven zuur maakt.

Een van de meest voorkomende aandoeningen van de elleboog is de zogenaamde **tenniselleboog**. Niet alleen bij tennisers; iedereen kan dit oplopen.

Waar komt de pijn vandaan?

De oorzaak kan liggen in een verkeerde slagtechniek bij het sporten of in ongewone of steeds herhaalde bewegingen, die tot een verkeerde belasting van de spieren van de onderarm leiden. In het gebied aan de buitenkant van de elleboog, dus waar zich de aanhechtingen van de onderarmspieren en –pezen aan het bot bevinden, ontstaan daardoor irritaties. Zodra u op dit gebied drukt, zijn bewegingen van vingers en pols pijnlijk.

Wat kunt u ertegen doen?

De aangedane arm (en hand) dienen tegen overmatige belasting beschermd te worden. EpiPoint® helpt daarbij en zorgt voor het verzachten van de pijn. Dagelijkse taken kunt u gemakkelijker uitvoeren en weer voorzichtig sport gaan beoefenen – als resultaat bent u sneller weer fit.

Ook profsporters vertrouwen op het effect van EpiPoint®.




EpiPoint®

Compressie precies op het juiste punt.

- Bij irritatie van spier- en peesaanhechtingen van de elleboog
- Gerichte en gedoseerde compressie op de onderarm
- Compressie exact op de juiste plaats door visco-elastische pelotte
- Druk dynamisch instelbaar door elastische verstelband
- Het rode signaaldeel waarschuwt als de druk te groot wordt
- Links of rechts dragen mogelijk door draaibare pelotte
- Eén universele maat

De geïntegreerde elastische verstelband maakt dynamische drukaanpassing mogelijk

Geconcentreerde druk op de aangedane structuren, terwijl de tegendruk over een groot oppervlak verdeeld wordt



Compressie precies op de goede plaats door de anatomisch gevormde pelotte

Test het effect van EpiPoint®.

EpiPoint® kan uw elleboog ontlasten en de pijn verzachten.

1 Druk met de rug van de hand en gestrekte vingers tegen een stevige onderlaag, zodat u de pijn in de elleboog voelt.



2 Doe nu dezelfde oefening nog eens, maar pak daarbij uw onderarm vast, twee vingerbreedten onder de elleboog. Hierbij moet u met twee gestrekte vingers van bovenaf op de spierbuik een duidelijke druk uitoefenen. Deze vingers simuleren de druk die ook de EpiPoint® op de juiste plaats uitoefent.



Positief resultaat:

Als de pijn de tweede keer (met beetpakken van de arm) minder is, is dat een teken dat een EpiPoint® uw pijn kan verminderen. Dit helpt u dan ondanks de kwaal actief te blijven.